

FICHE TECHNIQUE

Référence	030906B
Désignation	Nacelle de pesée ps 7ml 46x46x8mm antistatique carrée noire



Description :

- ✓ Nacelles flexibles en polystyrène avec surfaces lisses et des coins arrondis pour des versements précis avec une perte d'échantillon minimale.
- ✓ Nacelles sont peu profondes avec un fond large et plat pour résister au basculement.
- ✓ Biologiquement inerte et résistant aux acides dilués et faibles, aux solutions aqueuses, aux alcools et aux bases.
- ✓ Peut être utilisé avec des dessiccateurs à micro-ondes.
- ✓ Coloris : noir Antistatique Oui
- ✓ Matériau : Polystyrène
- ✓ Additif matériel : AS-809 Antistatique
- ✓ Dimensions : 46 x 46 x 8 mm
- ✓ Taille : petit
- ✓ Résiste à des températures jusqu'à : 70 °C

Unité de vente :

500 Nacelles de pesée