

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|------------------|
| Référence | 030914B |
| Désignation | Nacelle de pesée |



Description :

- ✓ Antistatique
- ✓ Polystyrène flexible
- ✓ Biologiquement inerte
- ✓ Résistant aux acides dilués et faibles, solution aqueuse, alcools et bases
- ✓ Résistant à des températures de -10°C à 70°C
- ✓ FDA/Qualité alimentaire
- ✓ Coloris blanc
- ✓ Forme carrée
- ✓ Volume 250 ml
- ✓ Dimensions (L x l x h) 140 x 140 x 22 mm

Unité de vente :

500 Nacelles de pesée
