

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	030920B
<b>Désignation</b>	Nacelle de pesée



---

### Description :

- ✓ En Polystyrène flexible
- ✓ Biologiquement inerte
- ✓ Résistant aux acides dilués et faibles, solution aqueuse, alcools et bases
- ✓ Résistant à des températures de -10 °C à 70 °C
- ✓ FDA / qualité alimentaire
- ✓ Volume : 7 ml
- ✓ Poids emballé : 364 g
- ✓ Dimension emballée : 11 x 6 x 16,5 cm
- ✓ Type standard
- ✓ Forme carrée
- ✓ Coloris : noir

### Unité de vente :

500 pièces

---