

FICHE TECHNIQUE

Référence	031062
Désignation	Tampon ph boîte de 3 x 10 sachets ph 4,01/7,00/9,21



Description :

- ✓ Arc en ciel
- ✓ Sachets pour un étalonnage efficace. Pack I : Boite 3x10 sachets
- ✓ Risques de contamination minimisés
- ✓ Les sachets à usage unique, remplis dans des conditions contrôlées, garantissent une solution fraîche et non contaminée pour chaque étalonnage.
- ✓ Forme idéale pour une insertion facile de l'électrode
- ✓ L'ouverture arrondie et large des sachets facilite l'insertion de l'électrode et permet un étalonnage rapide et simple.
- ✓ La boîte a été conçue pour attraper un seul sachet à la fois, d'une seule main et sans effort. Elle contient des sachets pour 10 étalonnages.
- ✓ Valeur pH° 4,01/7,00/9,21
- ✓ Certification METTLER TOLEDO
- ✓ Dimensions de l'emballage 3 x 10 x 20 ml
- ✓ Paramètre pH
- ✓ Objectif étalonnage/vérification
- ✓ Durée de conservation 24 mois
- ✓ Incertitude pH $\pm 0,02$
- ✓ Conditionnement 3 x 10 sachets de 20 mL

Unité de vente :

30 Sachets tampons ph