

FICHE TECHNIQUE

Référence	031099
Désignation	Solution de conductivité 1413 $\mu\text{s}/\text{cm}$ 20 ml



Description :

- ✓ Sachets pour un étalonnage efficace. Etalon de conductivité 1413 μS
- ✓ Risques de contamination minimisés
- ✓ Les sachets à usage unique, remplis dans des conditions contrôlées, garantissent une solution fraîche et non contaminée pour chaque étalonnage.
- ✓ Forme idéale pour une insertion facile de l'électrode
- ✓ L'ouverture arrondie et large des sachets facilite l'insertion de l'électrode et permet un étalonnage rapide et simple.
- ✓ La boîte a été conçue pour attraper un seul sachet à la fois, d'une seule main et sans effort. Elle contient des sachets pour 30 étalonnages
- ✓ Valeur 1°413° μS
- ✓ Certification METTLER TOLEDO
- ✓ Paramètre La conductivité
- ✓ Objectif étalonnage/vérification
- ✓ Conditionnement : 30 sachets à usage unique de 20 mL

Unité de vente :

30 Sachets solution tampon