

FICHE TECHNIQUE

Référence	031112
Désignation	Solution KCl 3 mol/l flacon 250 ml



Description :

- ✓ Electrolyte KCl 3M, 250mL
- ✓ Certificat de contrôle qualité inclus
- ✓ Une précision optimale grâce à l'électrolyte adapté
- ✓ Ion Baryum; Fluorure; Calcium; Sodium; Lithium
- ✓ Certification METTLER TOLEDO
- ✓ Paramètre : pH; ISE
- ✓ Sonde utilisée : cellule de référence ; Électrode combinée
- ✓ Objectif Electrolyte
- ✓ Conditionnement : Flacon de 250 ml

Unité de vente :

1 Solution KCl