

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	031113
<b>Désignation</b>	Solution KCl sature agcl 250 ml



### Description :

- ✓ Electrolyte KCl Sat AgCl
- ✓ Certificat de contrôle qualité inclus
- ✓ Une précision optimale grâce à l'électrolyte adapté
- ✓ Certification METTLER TOLEDO
- ✓ Paramètre pH
- ✓ Objectif électrolyte
- ✓ Conditionnement : Flacon de 250 ml

### Unité de vente :

1 Solution KCl

---