

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	031114
<b>Désignation</b>	Solution pepsine hcl 250 ml



### Description :

- ✓ Certificat de contrôle qualité inclus
- ✓ Entretien optimal
- ✓ Des électrodes toujours prêtes, grâce à la solution de nettoyage, de stockage et de régénération qui convient
- ✓ Certification Non
- ✓ Paramètre pH
- ✓ Objectif maintenance
- ✓ Conditionnement : flacon de 250 ml

### Unité de vente :

30 Sachets solution tampon