

FICHE TECHNIQUE

Référence	031115
Désignation	Solution de réactivation 25 ml



Description :

- ✓ Solution de régénération, 25mL
- ✓ Certificat de contrôle qualité inclus
- ✓ Entretien optimal
- ✓ Des électrodes toujours prêtes, grâce à la solution de nettoyage, de stockage et de régénération qui convient.
- ✓ Paramètre pH
- ✓ Objectif maintenance
- ✓ Conditionnement : Flacon de 25 mL

Unité de vente :

1 Solution de réactivation
