

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	031197
<b>Désignation</b>	Solution tampon ph 4 sachet 20 ml



### Description :

- ✓ Sachets pour un étalonnage efficace.
- ✓ Risques de contamination minimisés
- ✓ Les sachets à usage unique, remplis dans des conditions contrôlées, garantissent une solution fraîche et non contaminée pour chaque étalonnage.
- ✓ Forme idéale pour une insertion facile de l'électrode
- ✓ L'ouverture arrondie et large des sachets facilite l'insertion de l'électrode et permet un étalonnage rapide et simple.
- ✓ Distribution de sachets facile
- ✓ La boîte a été conçue pour attraper un seul sachet à la fois, d'une seule main et sans effort. Elle contient des sachets pour 30 étalonnages
- ✓ Valeur pH°4,01
- ✓ Certification METTLER TOLEDO
- ✓ Type d'emballage Sachets à usage unique
- ✓ Dimensions de l'emballage 30 x20ml
- ✓ Paramètre pH
- ✓ Objectif étalonnage/vérification
- ✓ Durée de conservation 24 mois
- ✓ Incertitude pH  $\pm 0,02$

### Unité de vente :

30 Sachets