

FICHE TECHNIQUE

Référence	031218
Désignation	Solution tampon technique ph 7,00 flacon 250 ml



Description :

- ✓ Une solution fiable et polyvalente.
- ✓ Tampons haute précision
- ✓ Ces solutions sont traçables aux étalons primaires de matériaux de référence choisis par le NIST.
- ✓ Certificat de contrôle qualité inclus
- ✓ Valeur pH°7,00
- ✓ Certification METTLER TOLEDO
- ✓ Type d'emballage Flacon
- ✓ Dimensions de l'emballage 250 ml
- ✓ Paramètre pH
- ✓ Objectif étalonnage/vérification
- ✓ Durée de conservation 24 mois
- ✓ Incertitude pH $\pm 0,02$
- ✓ Volume 250 ml

Unité de vente :

1 Flacon
