

FICHE TECHNIQUE

Référence	031219
Désignation	Solution tampon technique ph 9,21 flacon 250 ml



Description :

- ✓ Tampon pH 9.21, 250mL
- ✓ Tampons haute précision
- ✓ Ces solutions sont traçables aux étalons primaires de matériaux de référence choisis par le NIST.
- ✓ Valeur pH°9,21
- ✓ Certification METTLER TOLEDO
- ✓ Paramètre pH
- ✓ Objectif étalonnage/vérification
- ✓ Durée de conservation 24 mois
- ✓ Incertitude pH $\pm 0,02$
- ✓ Conditionnement : flacon de 250 ml

Unité de vente :

1 Solution tampon