

FICHE TECHNIQUE

Référence	031220
Désignation	Solution tampon technique ph 10,00 flacon 250 ml



Description :

- ✓ Une solution fiable et polyvalente. Tampon pH 10.00, 250mL
- ✓ Tampons haute précision
- ✓ Ces solutions sont traçables aux étalons primaires de matériaux de référence choisis par le NIST.
- ✓ Certificat de contrôle qualité inclus
- ✓ Valeur pH 10
- ✓ Certification METTLER TOLEDO
- ✓ Paramètre pH
- ✓ Objectif étalonnage/vérification
- ✓ Durée de conservation 24 mois
- ✓ Incertitude pH $\pm 0,02$
- ✓ Conditionnement : 1 flacon 250 ml

Unité de vente :

1 Solution tampon