

FICHE TECHNIQUE

Référence	031234
Désignation	Solution tampon pH 10,01 sachet



Description :

- ✓ Sachets pour un étalonnage efficace. Tampon pH 10.01
- ✓ Risques de contamination minimisés
- ✓ Les sachets à usage unique, remplis dans des conditions contrôlées, garantissent une solution fraîche et non contaminée pour chaque étalonnage.
- ✓ Forme idéale pour une insertion facile de l'électrode
- ✓ L'ouverture arrondie et large des sachets facilite l'insertion de l'électrode et permet un étalonnage rapide et simple.
- ✓ La boîte a été conçue pour attraper un seul sachet à la fois, d'une seule main et sans effort. Elle contient des sachets pour 30 étalonnages
- ✓ Valeur pH 10,01
- ✓ Certification METTLER TOLEDO
- ✓ Dimensions de l'emballage 30 x 20 mm
- ✓ Paramètre pH
- ✓ Objectif étalonnage/vérification
- ✓ Durée de conservation 24 mois
- ✓ Incertitude pH $\pm 0,02$
- ✓ Conditionnement : 30 sachets à usage unique de 20 ml

Unité de vente :

30 Sachets solution tampon
