

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	031235
<b>Désignation</b>	Solution tampon technique ph 2,00



---

### Description :

- ✓ Une solution fiable et polyvalente.
- ✓ Tampons haute précision
- ✓ Ces solutions sont traçables aux étalons primaires de matériaux de référence choisis par le NIST
- ✓ Valeur pH°2,00
- ✓ Certification METTLER TOLEDO
- ✓ Paramètre pH
- ✓ Objectif étalonnage/vérification
- ✓ Durée de conservation 24 mois
- ✓ Incertitude pH  $\pm 0,02$
- ✓ Conditionnement : flacon de 250 ml

### Unité de vente :

1 Solution tampon

---