

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--|
| Référence | 031236 |
| Désignation | Solution tampon technique pH 11,00 flacon 250 ml |



Description :

- ✓ Filtre pour pipettes Rainin™ XLS+ 5 et 10 mL et Gilson® Pipetman®, résistant aux aérosols, s'emboîte dans l'embout pour protéger l'intérieur de la pipette contre la contamination. 100 filtres en sachet (6190-164)
- ✓ Les filtres placés dans les pipettes aux volumes importants empêchent la contamination des embouts de pipette
- ✓ Valeur pH 11,00
- ✓ Certification METTLER TOLEDO
- ✓ Paramètre pH
- ✓ Objectif étalonnage/vérification
- ✓ Durée de conservation 24 mois
- ✓ Incertitude pH $\pm 0,02$
- ✓ Conditionnement : flacon de 250 ml

Unité de vente :

1 Solution tampon
