

## Désignation

- PH-mètre portable s2-field kit seven2go routine

## Référence

- 031244

Unité de vente : 1



- 
- Kit terrain Seven2Go S2-Field ; Kit portable de mesure du pH/mV avec InLab Expert Go-ISM et valise uGo
  - Paramètre pH, Redox
  - Canal Monocanal
  - Capteur InLab Expert Go-ISM
  - Précision température ( $\pm$ ) 0,5 °C
  - Taille de la Mémoire 200 mesures
  - Indice de protection Étanche à l'eau et à la poussière (IP67)
  - Simplicité d'utilisation Assistance à l'étalonnage
  - Type d'instrument de mesure Instrument monocanal portable
  - Dimensions 222 x 70 x 35 mm
  - Type d'afficheur Écran LCD à segments, n&b
  - Sonde incluse Sonde généraliste
  - Connecteurs BNC, Cinch/RCA
  - Compatible avec la technologie ISM (Intelligent Sensor Management) Oui
  - Résolution de température 0,1 °C
  - Plage de température -5 °C – 105 °C
  - Poids 270 g
  - Ligne de production Seven2Go
  - Transmetteur portable Oui
  - Langues Anglais
  - Plage de mesure du pH -2 – 20
  - Résolution pH 0,01, 0,1 - Précision pH ( $\pm$ ) 0,01
  - Plage de mesure mV 0 – 0
  - Résolution mV 1 - Précision mV ( $\pm$ ) 1
  - Accessoires inclus Mallette de transport
  - Plage de mesure mV -1 999 – 1 999 mV

