

FICHE TECHNIQUE

Référence	031256
Désignation	Mallette de transport UGO



Description :

- ✓ Conçu pour fonctionner comme un laboratoire mobile
- ✓ Sert à transporter divers capteurs, bouteilles d'échantillons et tampons Seven2Go
- ✓ Permet d'étalonner et de mesurer les échantillons hors de la mallette sans avoir à retirer le lecteur
- ✓ Robuste, léger, pratique et sécurisé
- ✓ Entièrement lavable

Certificats :

- ✓ Intérieur et extérieur IP67

Caractéristiques techniques :

- ✓ Adapté pour le transport des instruments Mettler Toledo Seven2Go ; Seven2Go Pro ; SevenGo Duo ; SevenGo Duo Pro
- ✓ Dimensions (L x l x h) : 39 x 34 x 12 cm

Unité de vente :

1 Mallette de transport UGO
