

FICHE TECHNIQUE

Référence	031294
Désignation	Solution tampon certifié ph 7,00, 250 ml



Description :

- ✓ Tampon certifié pH7.00
- ✓ Le produit parfait pour les industries réglementées. Ces solutions sont traçables à un certificat d'un organisme accrédité DKD de.
- ✓ Certificat de contrôle qualité inclus
- ✓ Valeur pH°7,00
- ✓ Certification ISO 17025
- ✓ Paramètre pH
- ✓ Objectif étalonnage/vérification
- ✓ Durée de conservation 24 mois
- ✓ Incertitude pH $\pm 0,02$
- ✓ Conditionnement : 6 bouteilles de 250 ml

Unité de vente :

6 Solutions tampon
