

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	031512
<b>Désignation</b>	Gants Néoprène Nuzone X2 Enhanced Stériles



### Description :

- ✓ En Néoprène non poudré
- ✓ Emballage par paire
- ✓ Dispositifs Médicaux classe IIa
- ✓ Conformes norme EN 455
- ✓ Stérilisation : e-beam 25kGy
- ✓ Ne contient pas de Mercaptobenzothiazole, Thiuram, Thiazoles, Thiourées
- ✓ Longueur : min. 285mm
- ✓ Epaisseur (paume) : 0.17mm +/- 0.02
- ✓ Taille 6,5

### Unité de vente :

Boite de 50 paires