

FICHE TECHNIQUE

Référence	031610A
Désignation	Pointe 50 - 1250 µl



Description

- ✓ Description : Pointe standard modèle 1000XT
- ✓ Matériau : pointe en polypropylène
- ✓ Filtre : non
- ✓ Graduations : oui à 200, 500 et 1000 µl
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Conditionné en vrac

Certificats

- ✓ Stérile : non - exempt d'ADN humain, inhibiteurs de PCR et pyrogènes
- ✓ Autoclavable : oui

Caractéristiques techniques

- ✓ Compatibilité : compatible avec la plupart des marques de pipettes
- ✓ Volume : 50 - 1250 µl
- ✓ Dimensions : (long x Ø ext) 102 x 0,81 mm
- ✓ Conditionnement : 1 sachet de 768 pointes

Unité de vente :

768 Pointes