


Désignation

- Pointe Multi standard non stérile 300 µl NX

Référence

- 031770A

Unité de vente : 1000



Description

- En sachet avec zip pour garantir la re-fermeture.
- Les pointes Multi offrent deux qualités de surface :
 - la surface "standard" en polypropylène vierge,
 - la surface "Low Binding" : la pointe, rendue hydrophobe, réduit les tensions de surface. Cette propriété présente deux avantages : une restitution maximale de l'échantillon et une rétention d'ADN et de protéines beaucoup plus faible que sur une pointe ordinaire.
- Garanties RNase et DNase free PCR Inhibitor free, Human DNA free, Pyrogen free.
- Non stérile

Caractéristiques techniques

- Volumes : 1-330 µl
- Graduations : 10, 50, 100 µl
- Longueur : 58,57 mm
- Ø ouverture : 0,51 mm
- Coloris naturel

