


FICHE TECHNIQUE

Référence	031790T
Désignation	Pointe 1 – 300 µl



Description :

- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Standard universelle
- ✓ Graduée naturelle
- ✓ Surface low binding : la pointe rendue hydrophobe, réduit les tensions de surface. Cette propriété présente 2 avantages : une restitution maximale de l'échantillon et une rétention d'ADN et de protéines beaucoup plus faible que sur une pointe ordinaire
- ✓ Stérile
- ✓ Garantie RNase/DNase free, PCR inhibitor free, Human DNA free, pyrogen free
- ✓ Sur Cell Rack 96 pointes
- ✓ Autoclavable
- ✓ Volume 1 – 300 µl

Unité de vente :

4800 Pointes 1 – 300 µl