


FICHE TECHNIQUE

Référence	032250
Désignation	Pointe 200 µl



Description

- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Filtre : non
- ✓ Graduations : oui à 10 50 et 100 µl
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ sur CellRack



Certificats

- ✓ Stérile : oui
- ✓ Autoclavable : oui

Caractéristiques techniques

- ✓ Compatibilité Rainin : spécialement conçue pour les PIPETMAN Gilson et pipettes
- ✓ Volume : 200 µl
- ✓ Dimensions : (long x Ø haut x Ø bas) 51,44 x 7,44 x 0,46 mm
- ✓ Conditionnement : 10 racks de 96 pointes

Unité de vente :

960 Pointes