

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	032260
<b>Désignation</b>	Pointe



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Portoir chargé de pointes avec couvercle emboîtant
- ✓ Alvéoles individuelles fermées pour chaque pointe
- ✓ Conception éliminant toute risque de contamination de pointe à pointe
- ✓ Stabilité du portoir renforcée et prise de la pointe par la micropipette facilitée
- ✓ Supporte des autoclavages répétés

### Certificats :

- ✓ Garanties RNase et DNase free PCR Inhibitor free
- ✓ Human DNA free
- ✓ Pyrogen free

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 1 - 200  $\mu$ l
- ✓ Coloris : jaune

### Unité de vente :

10 Racks de 96 Pointes