

## Désignation

- Pointe jaune 1-200µl soft tip vrac/1000 multi



## Référence

- 032430

Unité de vente : 30000

- 
- Pointe jaune 1-200µl soft tip vrac/1000 multi
  - Non stérile
  - Volume 200 µl
  - Longueur : 51,44 mm
  - Diamètre : 7,44 mm
  - Diamètre à la base : 0,46 mm
  - Couleur Jaune
  - Forme Graduée
  - A filtre Non
  - Faible rétention : non
  - Présentation : en sachet
  - Gradués : 10, 50, 100 µl

