

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	033082B
<b>Désignation</b>	Combitips

### Description :

- ✓ Combitips Advanced Eppendorf
- ✓ Seringues de distribution volumétrique conçue pour s'associer aux systèmes de distribution pour former un système très précis et fiable de distribution liquide selon le principe du déplacement positif
- ✓ Qualité standard par 4 sachets de 25 pièces
- ✓ Design ergonomique, remplacement des ailettes de support de la collerette par un entonnoir, pour une manipulation confortable
- ✓ Graduation optimisée : vérification du volume grâce à une graduation lisible mais discrète
- ✓ Pratique : livré dans un packaging avec serviteur
- ✓ Volume : 0.1 ml
- ✓ Avec Multipette M4 :
  - Volume min/max : 1 – 20  $\mu$ l
  - Incrément : 1  $\mu$ l
  - Volume max. distribué : 20  $\mu$ l
- ✓ Avec Multipette E3/E3X :
  - Volume min/max : 1 – 100  $\mu$ l
  - Incrément : 0.1  $\mu$ l
  - Volume max. distribué : 0.1 ml
- ✓ Coloris : blanc

### Unité de vente :

100 Combitips