

FICHE TECHNIQUE

Référence	033083B
Désignation	Combitips Advanced

Description :

- ✓ Qualité standard
- ✓ Code couleur bleu clair pour identification rapide
- ✓ Graduation optimisée : vérification du volume grâce à une graduation lisible mais discrète
- ✓ Pratique : livré dans un packaging avec serviteur
- ✓ Volume 0,2 ml
- ✓ Avec Multipette M4
 - Volume min/max 2 - 40 μ l
 - Incrément 2 μ l
 - Volume max distribué 40 μ l
- ✓ Avec Multipette E3/E3X
 - Volume min/max 2 -200 μ l
 - Incrément 0,2 μ l
 - Volume max distribué 0,2 ml

Unité de vente :

100 Combitips Advanced
