

FICHE TECHNIQUE

Référence	033087B
Désignation	Combitips

Description :

- ✓ Combitips Advanced Eppendorf
- ✓ Seringues de distribution volumétrique conçue pour s'associer aux systèmes de distribution pour former un système très précis et fiable de distribution liquide selon le principe du déplacement positif
- ✓ Qualité Standard par 4 sachets de 25 pièces
- ✓ Design ergonomique, remplacement des ailettes de support de la collerette par un entonnoir, pour une manipulation confortable
- ✓ Graduation optimisée : vérification du volume grâce à une graduation lisible mais discrète
- ✓ Pratique : livré dans un packaging avec serveurur
- ✓ Volume : 5 ml
- ✓ Avec Multipipette M4 :
 - Volume min/max : 50 – 1000 μ l
 - Incrément : 50 μ l
 - Volume max. distribué : 1000 μ l
- ✓ Avec Multipipette E3/E3X :
 - Volume min/max : 50 μ l – 5 ml
 - Incrément : 5 μ l
 - Volume max. distribué : 5 ml
- ✓ Coloris : bleu

Unité de vente :

100 Combitips