

FICHE TECHNIQUE

Référence	033089B
Désignation	Combitips

Description :

- ✓ Combitips advanced
- ✓ Seringues de distribution volumétrique conçue pour s'associer aux systèmes de distribution pour former un système très précis et fiable de distribution liquide selon le principe du déplacement positif.
- ✓ Volume : 25 ml
- ✓ Poids emballé : 2472 g
- ✓ Dimensions emballé : 39,5 x 27 x 33,5 cm
- ✓ Coloris : rouge

Unité de vente :

1 Combitips

