

FICHE TECHNIQUE

Référence	033091B
Désignation	Combitips

Description :

- ✓ Combitips Advanced Eppendorf
- ✓ Seringues de distribution volumétrique conçue pour s'associer aux systèmes de distribution pour former un système très précis et fiable de distribution liquide selon le principe du déplacement positif
- ✓ Qualité Biopur, par 100, sous blister individuel, garanties stériles, apyrogènes, exemptes d'ADN, d'ATP et de RNase
- ✓ Design ergonomique, remplacement des ailettes de support de la collerette par un entonnoir, pour une manipulation confortable
- ✓ Graduation optimisée : vérification du volume grâce à une graduation lisible mais discrète
- ✓ Pratique : livré dans un packaging avec serveurur
- ✓ Volume : 0.1 ml
- ✓ Avec Multipette M4 :
 - Volume min/max : 1 – 20 µl
 - Incrément : 1 µl
 - Volume max. distribué : 20 µl
- ✓ Avec Multipette E3/E3X :
 - Volume min/max : 1 – 100 µl
 - Incrément : 0.1 µl
 - Volume max. distribué : 0.1 ml
- ✓ Coloris : blanc

Unité de vente :

100 Combitips