

FICHE TECHNIQUE

Référence	033093B
Désignation	Combitips Advanced

Description :

- ✓ Qualité BioPur
- ✓ Livré sous blister individuel
- ✓ Garantie stérile, apyrogènes, exemptes d'ADN, d'ATP et de RNase
- ✓ Code couleur violet pour identification rapide du Combitips
- ✓ Pratique : livré dans un packaging avec serviteur
- ✓ Volume 0,5 ml
- ✓ Avec multipipette M4
Volume min/max 5 – 100 µl
Incrément 5 µl
Vol. max. distribué 100 µl
- ✓ Avec multipipette M3 / E3X
Volume min/max 5 – 500 µl
Incrément 0,5 µl
Vol. max. distribué 0,5 ml

Unité de vente :

100 Combitips Advanced
