

FICHE TECHNIQUE

Référence	033094B
Désignation	Combitips Advanced

Description :

- ✓ Compatible avec Multipette Plus 4980 et 4981, Multipette Stream et Xstream, Multipette Pro, EDOS 5222, Multipette 4780
- ✓ Coloris : jaune
- ✓ Qualité BioPur
- ✓ Stérile
- ✓ Apyrogènes, exemptes d'ADN, d'ATP et de RNase
- ✓ Sous blister individuel
- ✓ Volume 1 ml

Unité de vente :

100 Combitips Advanced
