

FICHE TECHNIQUE

Référence	033097B
Désignation	Combitips



Description :

- ✓ Seringues de distribution volumétrique
- ✓ Qualité Biopur
- ✓ Volume : 10 ml
- ✓ Coloris : Orange
- ✓ Stérile
- ✓ Poids emballé : 1080 g
- ✓ Dimension emballée : 45,5 x 19 x 16 cm

- ✓ Compatibles avec :
 - Multipette® Plus 4980 et 4981
 - Multipette® stream et Xstream
 - Multipette® Pro
 - EDOS 5222
 - Multipette® 4780

Unité de vente :

100 pièces
