

FICHE TECHNIQUE

Référence	033099B
Désignation	Combitips Advanced



Description :

- ✓ Qualité BioPur
- ✓ Livrés sous blister individuel
- ✓ Garanties stériles, apyrogènes, exemptes d'ADN, d'ATP et de RNase
- ✓ Code couleur gris pour identification rapide du Combitips
- ✓ Pratique : livré dans un packaging avec serviteur
- ✓ Volume 50 ml
- ✓ Avec multipipette M4
Volume min/max 500 – 10 000 µl
Incrément 500 µl
Vol. max. distribué 10 000 µl
- ✓ Avec multipipette M3 / E3X
Volume min/max 500 µl – 50 ml
Incrément 50 µl
Vol. max. distribué 50 ml

Unité de vente :

100 Combitips Advanced
