

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	033102B
<b>Désignation</b>	Adaptateur Combitips



### Description :

- ✓ Coloris : Rouge
- ✓ 25 ml
- ✓ Stérile
- ✓ Qualité Biopur
  
- ✓ Compatibles avec :
  - Multipette® Plus 4980 et 4981
  - Multipette® stream et Xstream
  - Multipette® Pro
  - EDOS 5222
  - Multipette® 4780

### Unité de vente :

7 Pièces

---