

## Désignation

- Jeu de 2 pcr cooler bleu+rose Eppendorf

## Référence

- 033185

Unité de vente : 2



- Système de manipulation pour la préparation, la protection, le transport et le stockage de vos échantillons sensibles – protégez vos échantillons
- Indicateur clair de température : La couleur du PCR-Cooler change lorsque la température dépasse 7 °C
- Convient aux récipients PCR sous forme de tubes, de barrettes de plaques pour une utilisation flexible des récipients.
- La technologie d'incubation à sec réduit le risque de contamination des échantillons
- Maintient une plaque PCR à 96 puits entière froide pendant plus d'une heure à 0 °C (avec pré-refroidissement de deux heures à -20 °C) pour une bonne protection des échantillons
- Coloris 1 rose, 1 bleu

