

FICHE TECHNIQUE

Référence	033189
Désignation	Uvette Eppendorf


Rinse-free • DNA-free • Protein-free
eppendorf
UVette®
50-2000 µl • 220-1600 nm • 10/2 mm



Description :

- ✓ A usage unique pour UV
- ✓ Visible à double trajet optique : 10 mm ou 2 mm
- ✓ Emballage individuel
- ✓ Mesure : 220 à 1600 nm
- ✓ Volume : 50 à 2000 µl
- ✓ Hauteur faisceau : 8,5 mm
- ✓ Dimensions : 12,5 x 12,5 x 36 mm

Unité de vente :

80 Cuves
