

## Désignation

- Rotor avec 2 nacelles pour microplaques a-2-dwp

## Référence

- 033258

Unité de vente : 1



---

## Description

- Pour les centrifugeuses 5804/5804 R et 5810/5810 R
- Vitesse max. : 2 250 × g (3,700 tr/min)
- Le rotor peut contenir jusqu'à :
  - 2 × 5 microplaques
  - 2 × 4 plaques de culture cellulaire
  - 2 × 2 plaques Deepwell
  - 2 × 1 plaque de filtration (kit)
- Hauteur max. de chargement : 89 mm
- Le rotor et les béciers sont autoclavables (121 °C, 20 min)

