

FICHE TECHNIQUE

Référence	033284
Désignation	Microtube



Description :

- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Fabrication sans agents de démoulage, plastifiants, ni biocides : évite les extractibles et garantit l'intégrité des échantillons
- ✓ Safe-Lock : système de fermeture à verrouillage
- ✓ Centrifugeable jusqu'à 30 000 g en rotor angulaire
- ✓ Températures d'utilisation : de -80°C à 100°C
- ✓ Autoclavable (121°C, 20 min)
- ✓ Coloris jaune
- ✓ Volume 0,5 ml

Unité de vente :

500 Microtubes
