

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	033288
<b>Désignation</b>	Microtube 0,5 ml



### Description :

- ✓ Matériau : polypropylène vierge
- ✓ Coloris : ambré (photo protection)
- ✓ Fond : rond
- ✓ Jupe : non
- ✓ Zone de marquage : oui sur le tube et sur le bouchon
- ✓ Bouchon : bouchon snap safelock : système de verrouillage sécurisé évitant toute ouverture accidentelle
- ✓ Conditionné en vrac

### Certificats :

- ✓ Stérile : non
- ✓ Autoclavable : oui, ouvert à 121°C durant 20 min
- ✓ Eppendorf Quality
- ✓ Sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : oui
- ✓ Températures d'utilisation : de -86°C à +100°C
- ✓ Centrifugeable : jusqu'à 30 000 g
- ✓ Volume : 0,5 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 7,8 x 31 mm

**Unité de vente :** 500 Microtubes