

FICHE TECHNIQUE

Référence	033292
Désignation	Microtube



Description :

- ✓ En Polypropylène vierge de premier grade, finition et qualité irréprochable
- ✓ Safe-Lock 3815 assure : système de fermeture à verrouillage qui élimine les risques d'ouverture accidentelle
- ✓ Centrifugeable jusqu'à 30 000 g* en rotor angulaire (*25 000 g pour les tubes de 2 ml et 22 000 g pour la qualité Eppendorf Biopur)
- ✓ Coloris : Rouge
- ✓ Tube de 1,5 ml

Unité de vente :

1 000 Microtubes
