

FICHE TECHNIQUE

Référence	033294
Désignation	Microtube



Description :

- ✓ Microtubes Eppendorf
- ✓ Fabrication sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides
- ✓ En polypropylène vierge de premier grade, finition et qualité irréprochable
- ✓ Safe-Lock : système de fermeture à verrouillage
- ✓ Centrifugeable jusqu'à 30 000 g en rotor angulaire
- ✓ Température d'utilisation : de -80°C à 100°C
- ✓ Autoclavable (121°C 20 minutes)
- ✓ Coloris : vert

Unité de vente :

1000 Microtubes