

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	033295
<b>Désignation</b>	Microtube 1,5 ml



---

### Description :

- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Système de fermeture à verrouillage « safe-lock »
- ✓ Centrifugeable jusqu'à 30 000 g
- ✓ Température d'utilisation : -80°C à +100°C
- ✓ Autoclavable (20 min à 121°C)
- ✓ Coloris : ambré
- ✓ Volume 1,5 ml

### Unité de vente :

1000 Microtubes 1,5 ml

---