

FICHE TECHNIQUE

Référence	033296
Désignation	Microtube 1,5 ml



Description :

- ✓ Matériau : polypropylène vierge
- ✓ Coloris : assortis (naturel, jaune, rouge, vert et bleu)
- ✓ Fond : conique
- ✓ Jupe : non
- ✓ Zone de marquage : oui, sur le tube et sur le bouchon
- ✓ Bouchon : oui, bouchon snap safe-lock : système de verrouillage sécurisé évitant toute ouverture accidentelle
- ✓ Sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides

Certificats :

- ✓ Stérile : non
- ✓ Autoclavable : oui

Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : oui
- ✓ Températures d'utilisation : -86°C à +100°C
- ✓ Centrifugeable : jusqu'à 30 000 g
- ✓ Volume : 1,5 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) 10,8 x 41 mm

Unité de vente : 1 000 Microtubes