

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>Référence</b>   | 033301    |
| <b>Désignation</b> | Microtube |

---



### Description :

- ✓ En Polypropylène vierge de premier grade, finition et qualité irréprochable
- ✓ Safe-Lock assure : système de fermeture à verrouillage qui élimine les risques d'ouverture accidentelle
- ✓ Coloris : Vert
- ✓ Tube de 2 ml

### Unité de vente :

1 000 Microtubes

---