

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-----------|
| Référence | 033304 |
| Désignation | Microtube |



Description :

- ✓ Microtubes Eppendorf
- ✓ Biopur
- ✓ En polypropylène vierge de premier grade, finition et qualité irréprochable
- ✓ Safe-Lock assure : système de fermeture à verrouillage qui élimine les risques d'ouverture accidentelle
- ✓ Centrifugeable jusqu'à 22 000 g
- ✓ 0,5 ml en version Safe-Lock
- ✓ Température d'utilisation : de - 80 °C à 100 °C
- ✓ Autoclavables (121 °C, 20 min.)
- ✓ Coloris : naturel

Unité de vente :

50 Microtubes
