

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	033305
<b>Désignation</b>	Microtubes



### Description :

- ✓ En polypropylène vierge de premier grade, finition et qualité irréprochable
- ✓ Safe-Lock assure : système de fermeture à verrouillage qui élimine les risques d'ouverture accidentelle
- ✓ Centrifugeables jusqu'à 22 000 g en rotor angulaire
- ✓ Biopur, emballage unitaire
- ✓ Exempts de pyrogènes, de RNase, d'ADN et d'ATP
- ✓ Température d'utilisation : de - 80 °C à 100 °C
- ✓ Autoclavables (121 °C, 20 min.)
- ✓ Volume : 1,5 ml
- ✓ Coloris : naturel

### Unité de vente :

100 Microtubes

---