

FICHE TECHNIQUE

Référence	033330
Désignation	Pointes ep Dualfilter T.I.P.S.



Description :

- ✓ Double protection par double filtre (pour la pipette comme pour l'échantillon)
- ✓ Version standard : retient les aérosols et les biomolécules
- ✓ Processus de fabrication unique, sans agents de démoulage, ni plastifiants, ni biocides. L'intégrité des échantillons est garantie
- ✓ Sans additifs, ni inhibiteurs de PCR
- ✓ Qualité Eppendorf PCR clean, stérile et sans pyrogène
- ✓ Volume 1000 – 10000 µl
- ✓ Longueur 243 mm

Unité de vente :

100 Pointes ep Dualfilter TIPS
