


## Désignation

- Pointe à filtre 2-100  $\mu$ L recharge BIOBASED PCR Clean jaune stérile

## Référence

- 033366



Unité de vente : 960

---

## Description

- Ep Dualfilter T.I.P.S.® BioBased Reloads
- PCR clean et sterile
- 2 - 100  $\mu$ L, 53 mm, jaune, pointes incolores
- Conditionnement : 10 plateaux  $\times$  96 pointes
- Améliorez l'empreinte carbone de votre laboratoire et optez pour les ep Dualfilter T.I.P.S.® BioBased dans la nouvelle variante Eppendorf Reloads. Ces pointes de pipette à filtre sont produites à partir de matières premières recyclées de deuxième génération, dérivées uniquement de déchets et de résidus provenant de la production d'huile végétale, p. ex. l'huile de cuisson usagée.
- Pointes de pipette avec certification ACT (Accountability, Consistency, and Transparency) – l'organisme de validation indépendant pour l'évaluation de la durabilité des produits
- Matériau et qualité haut de gamme et pureté certifiée

